



SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
SECCIÓN FUNCIÓN RENAL Y
GASTROENTEROLOGÍA

RECOGIDA DE MUESTRA PARA SANGRE OCULTA EN HECES

TIPO DE MUESTRA Y CONTENEDOR NECESARIO




TIPO DE MUESTRA: HECES

CONTENEDOR: **3 Dispositivos específicos**

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

- Los tubos presentes en el sobre son para recoger tres muestras de distintas deposiciones.
- Las muestras no deben recogerse durante la menstruación, en pacientes con hemorroides o en pacientes que eliminen sangre por la orina.
- El alcohol, la aspirina y otras drogas tomadas en exceso, pueden ocasionar la presencia de sangre oculta en heces. Evite este tipo de sustancias al menos en las 48 horas previas a la obtención de las muestras.
- Con este método no hace falta ningún tipo de restricción con la dieta alimentaria.

PASOS PARA LA RECOGIDA DE LAS MUESTRAS

			
Extraer el tubo de la bolsa.	Comprobar que el tubo lleva su nombre.	Colocar una capa de papel higiénico en el váter y sentarse si es posible, de cara al mismo.	Desenroscar el tapón verde y extraer el bastoncillo.
			
Poner en contacto la punta del bastoncillo con las heces y deslizar la punta dibujando líneas horizontales y verticales.	Es suficiente con poca cantidad de muestra.	Introducir el bastoncillo verde dentro del tubo, taparlo bien y agitar durante unos segundos.	Guardar el tubo en la bolsa y conservar en la nevera (no congelar) hasta llevarlo a su Centro de Salud. (Máximo en 3 días).